

OST 350

UNIDAD DE REFRACCIÓN OPTÁLMICA PARA PRÁCTICA AVANZADA



Carga máxima de la silla	150kg
Tablero deslizable	Dimensiones: 42cm x 82cm Peso máximo: 40kg
Versiones	Para zurdos o diestros
Fuente de energía	110/230 voltios - 50/60 Hertz
Dimensiones	1.68m de longitud x 1.80m de potencia óptica x 1.90 de altura
Peso	240kg

OPCIONES:

- Brazo refractor manual (OSTO 12)
- Brazo refractor motorizado (OST 380)



CONTROL DE ILUMINACIÓN DE LA
HABITACIÓN AL LADO DE LA MESA

COLORES DISPONIBLES PARA LAS CUBIERTAS LATERALES:

- ROJO
OST386
- AZUL
OST384
- BLANCO
OST385

SOPORTE



3 INSTRUMENTOS EN LA MESA
DESLIZABLE.



MESA DE ELEVACIÓN.



LUZ AMBIENTE.



PLACA DEL PROYECTOR.

SILLA



MOTORIZADA.



REPOSABRAZOS.



REPOSAPIÉS.



RECLINABLE MANUAL.



ACCESIBLE A SILLA DE RUEDAS.