



UNIDADES DE REFRACCIÓN
SERIES CONFORT

OST 250 C*

UNIDAD DE REFRACCIÓN
MOTORIZADA, ERGONÓMICA Y
CÓMODA PARA USO DIARIO.



2 INSTRUMENTOS EN LA MESA
DESIZABLE.



MESA DE ELEVACIÓN.



LUZ AMBIENTE.



SILLA MOTORIZADA.



REPOSAPIÉS.

150kg	Carga máxima de la silla
Dimensiones 42cm x 82cm - Peso máximo 40kg	Tablero deslizable
Versión para diestros y zurdos	Versiones
1.185m de longitud x 1.40 de potencia óptica x 1.85m de altura	Dimensiones
240kg	Peso
110/230V-50/60Hz	Suministro de energía

OPCIONES:

- Brazo refractor manual (OST 012)
- Brazo refractor motorizado (OST 380 C)

COLORES DISPONIBLES PARA LAS CUBIERTAS LATERALES:

