


# Shamir Spark™ 4W

TECNOLOGÍA DE IA DE MEDICIÓN DIGITAL AVANZADA



Añade Spark a cada  
experiencia de compra

SPARK |  shamir

# LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESTÁ CAMBIANDO LA FORMA DE VIVIR NUESTRAS VIDAS

## Shamir Spark™ 4W cambiará tu forma de trabajar

Shamir Spark™ 4W destaca como un sistema de medición electro-óptico avanzado e independiente.

Basado en una sofisticada tecnología de visión estéreo 3D y elementos de inteligencia artificial (IA), obtiene una medición automática de la PD de su paciente con un solo clic.

## Simplemente sienta a tu paciente frente a Shamir Spark™ 4W y ¡¡haz clic!!

Eso es todo. Ahora que tienes la distancia pupilar (PD), puedes marcar los puntos restantes más adelante.

**Gracias a sus características únicas, Shamir Spark™ 4W ve claramente las pupilas del paciente con lentes transparentes e incluso a través de gafas de sol, así como diferentes tratamientos.**

Shamir Spark™ 4W hace que el proceso de medición sea eficiente y preciso, lo que permite mediciones exactas con cualquier montura y lente seleccionada, incluso con lentes de color.



## SIN CONDICIONES


Shamir Spark™ 4W es un dispositivo independiente que funciona con Wi-Fi; puedes:



Colocar tu dispositivo compacto Shamir Spark™ 4W en cualquier lugar de tu tienda para mayor comodidad



Usar nuestra práctica aplicación, Shamir Spark™ Remote, en cualquier dispositivo móvil para tomar una foto con un solo clic



Marcar los puntos posteriormente en tu tablet, portátil o PC, una vez que el paciente haya salido de la tienda

# SHAMIR SPARK™ 4W **TECNOLOGÍA** **DISEÑADA PARA OFRECER** **MEDICIONES PRECISAS**

Su sistema de cámara fue diseñado especialmente por Shamir para la toma precisas de medidas ópticas sin condicionantes.

**24**  
MP

Imágenes nítidas con ángulos de visión óptimos

Seis sensores de alta resolución de la cámara se combinan para ofrecer imágenes ultranítidas de 24 megapíxeles

**192**

Detección automática de pupila

El algoritmo IA de última generación detecta y procesa 192 puntos de referencia faciales

**2 IR**


Visualización de precisión

Dos cámaras activas de infrarrojo cercano permiten una visión sin obstrucciones de las pupilas del paciente

**X4**

Imágenes nítidas de gafas

Cuatro cámaras a color adicionales toman imágenes nítidas de cualquier montura



Después de tomar la PD, puede marcar los puntos de interés para complementar todos los parámetros requeridos en su tableta, ordenador portátil o PC cuando su paciente haya salido de la tienda y enviar su pedido online.

## DA A TUS PACIENTES UN MOMENTO WOW

Shamir Spark™ 4W ofrece una experiencia sin contacto de lujo a sus pacientes, preservando su espacio personal y aportando el examen más profesional disponible en la actualidad.

Gracias a Shamir Spark™ 4W con la fiabilidad en la toma de medidas, las lentes se adaptan con precisión a cada paciente individualmente, lo que minimiza la falta de adaptación y la corrección de la visión.

Shamir Spark™ 4W amplía la variedad de monturas que puedes ofrecer, lo que genera más oportunidades de venta y más pacientes satisfechos.

## ES ELEGANTE, INTELIGENTE, Y MODERNO

Ocupa un espacio mínimo y se integra fácilmente en tu espacio de trabajo

Se conecta a través de Wi-Fi y permite utilizar cualquier dispositivo móvil para la medición

Realiza medidas y pedidos en la misma sesión, reduciendo riesgos y demoras


Mantente al día con las continuas actualizaciones de las últimas características y funciones

## REVOLUCIONA TU PRACTICA Y DINAMIZA TU ACTUACIÓN

Ofrece a tus pacientes tecnología punta que mejora su experiencia y la tuya también.

Shamir Spark™ 4W puede hacer que tu proceso de medición sea más eficiente al permitir que tu equipo trabaje en paralelo: mientras uno toma una foto, el otro puede completar la medición.

**Es FÁCIL, PRECISO Y EFICIENTE.**



Perfect vision. Personal touch  
[www.shamir.com](http://www.shamir.com)



Download  
Shamir Spark™ Remote